

## LAGERUNGSKISSEN

# OR-FLEX

MODELLE 50P UND 60P

OPTIMALE PASSFORM · HOHE BELASTBARKEIT · UMWELTFREUNDLICH · RÖNTGENDURCHLÄSSIG

Dieses innovative aufblasbare Lagerungskissen bietet eine optimale Positionierung für Patienten und lässt sich individuell an verschiedene Eingriffe anpassen. Die Verwendung von Druckluft minimiert die körperliche Belastung für Anwender und sorgt für höchsten Komfort. Dank des integrierten Edelstahl-Schraub-Ventils kann die Luftzufuhr präzise gesteuert werden, sodass die perfekte Pass-

form schnell erreicht werden kann. Hergestellt aus biokompatiblem Polyurethan, ist das Kissen nicht nur wiederverwendbar, sondern lässt sich auch leicht mit handelsüblichen Wischdesinfektionsmitteln reinigen. Dank seiner hohen Belastbarkeit und einfachen Anwendung ist dieses Lagerungskissen ein unverzichtbarer Begleiter bei einer Vielzahl von Eingriffen.

## LAGERUNGSKISSEN





# OR-FLEX

MODELLE 50P UND 60P

### VORTEILE DES LAGERUNGSKISSENS

- ▶ Der Patient kann interoperativ je nach Bedürfnissen optimal und ohne Kraftaufwand positioniert werden
- ▶ Dabei ist es jederzeit möglich das Kissen zu vergrößern, oder durch Luft ablassen es zu verkleinern, um die gewünschte Position zu erreichen
- ▶ Wiederverwendbar
- ▶ Kosten- und umweltfreundlich
- ▶ benutzerfreundliche und leichte Handhabung
- ▶ Material aus biokompatiblen Polyurethan
- ▶ Individuell für verschiedenste Chirurgische Fächer geeignet
- ▶ Einsatzmöglichkeit auch bei Intubationen bei adipösen Patienten sehr beliebt (Anästhesie)
- ▶ mit allen marktüblichen Wisch-Desinfektionsmitteln kompatibel
- ▶ Material ist langlebig und chemisch resistent
- ▶ Optimale Passform
- ▶ Röntgendurchlässig
- ▶ regulierbares Schraub-Ventil aus säurebeständigem Edelstahl
- ▶ Für max. Patientengewicht von 370 kg geeignet
- ▶ In zwei verschiedenen Größen erhältlich
- ▶ Latexfrei

### DAS KISSEN IM EINSATZ



Dieses Produkt ist  
Latexfrei



Maximalbelastung  
370 kg Patientengewicht



Garantie  
24 Monate

OR-FLEX 50P (50 cm)

Art.-Nr. ORG50P

OR-FLEX 60P (60 cm)

Art.-Nr. ORG60P

Druckluftpistole inkl. **DIN** Anschlusschlauch (5 m)



Art.-Nr. ORGDIN

Druckluftpistole inkl. **NORM FRANCE** Anschlusschlauch (5 m)



Art.-Nr. ORGNF

Druckluftpistole inkl. **BRITISH STANDARD** Anschlusschlauch (5 m)



Art.-Nr. ORGBS

**MADE IN GERMANY**

PRODUKTION & ZERTIFIZIERUNG DURCH **OR SOLUTIONS GMBH, D-08468 REICHENBACH**