




## PRODUKTKATALOG

für druckentlastende Lagerungshilfsmittel





## Ihr Spezialist für druckentlastende Lagerungshilfen

padcon medical ist ein Unternehmen, das sich auf die Herstellung medizinischer Lagerungs- und Positionierungshilfen konzentriert.

Als Manufaktur, mit Produktionsstätte in Sachsen, führen wir ein breites Sortiment an Produkten für die Patientenlagerung. Diese finden Einsatz im Klinikbereich, um Druckgeschwüren vorzubeugen, einen bestehenden Dekubitus zu therapieren sowie die Entstehung einer Intertrigo oder einer Kontraktur zu vermeiden.

Darüber hinaus produzieren wir Sonderanfertigungen nach individuellen Vorgaben, um den Anforderungen therapeutischer Einrichtungen gerecht zu werden.


Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen die Maßarbeiten unserer Manufaktur vor. Weitere Details entnehmen Sie unserer Website unter [www.padcon-medical.de](http://www.padcon-medical.de)

# Auf einen Blick

## Inhaltsverzeichnis

---

	03	Produktion
	04 - 05	Material
01	06 - 08	Kleine Lagerungshilfen
02	09 - 16	Kopf- und Nackenlagerung
03	17 - 22	Bein- und Fersenlagerung
04	23 - 26	Arm- und Handlagerung
05	27 - 29	Seitenlagerung
06	30 - 34	Bauchlagerung
07	35 - 37	Rückenlagerung und Tischauflagen
08	38 - 41	Fixier- und Halterungen
09	42 - 47	Röntgenbedarf
10	48 - 51	Sonstiges
	52	Sonderanfertigungen
	53	Service
	54 - 55	Aufbereitung und Reparatur
	56 - 57	Kontakt



01

Vermessen

02

Zuschnitt

03

Modellieren

04

Verkleben

05

Verarbeiten

## Regionale Produktion nach hohem Qualitätsstandard **Made in Germany**

### **Handverarbeitete Qualität aus Sachsen**

Die bei padcon medical erhältlichen Lagerungshilfsmittel werden in Zusammenarbeit mit in Deutschland ansässigen Fertigungsunternehmen in unserer Manufaktur nahe Leipzig hergestellt.

Die Produktion erfolgt in Handarbeit für eine leichte Handhabung: Mithilfe variabler Schnittmuster erstellen wir Rohlinge aus Schaumstoff, die anschließend mit einem Hygieneschutz- oder Kunstlederbezug überzogen werden. Das Schließen der Bezüge erfolgt über handvernähte Klett- oder Reißverschlüsse. Bei Bedarf werden die Produkte vollständig handvernäht und verschweißt.

Ob als Rolle, Halbrolle, Rechteck, Kissen oder Keil – Form und Funktion jedes Lagerungs- und Positionierungskissens entsprechen den medizinischen Vorgaben der Patientenversorgung. Neben Arm- und Beinlagerungen zählen auch Seiten-, Bauch- und Rückenlagerungssets zu unserem breit aufgestellten Sortiment, die laut Qualitätsmanagement alle normativen und regulatorischen Anforderungen für Medizinprodukte der Klasse I erfüllen und das CE-Zeichen tragen.

Alle verwendeten Materialien sind von akkreditierten Testinstituten auf Zytotoxizität bzw. Biokompatibilität geprüft und können somit ohne Einschränkungen am Patienten verwendet werden.

Die verarbeiteten Bezüge sind nicht nur schadstoff- und allergenfrei, sie können darüber hinaus durch eine standardisierte Wischdesinfektion aufbereitet werden.

# Auf die richtige Pflege kommt es an Anleitung

---

## Lagerungshilfen mit Hygieneschutzbezug

Die bei padcon medical produzierten Lagerungshilfsmittel werden standardmäßig mit unserem PU-Bezug in der Farbe Navyblau bezogen. Dabei handelt es sich um einen hyperelastischen, rutschhemmenden Hygieneschutzbezug. Um die Beständigkeit des Materials nicht zu gefährden, bitten wir die spezielle Wasch- und Pflegeanleitung zu beachten.

## Wasch- und Pflegeanleitung

Für die normale Reinigung und Desinfektion von PU-Bezügen verwenden Sie bitte ausschließlich DGHM-zugelassene Desinfektionsmittel. Schutzbezüge aus Polyurethan können sprühdesinfiziert oder mit einem in Desinfektionsmittel getränktem Tuch abgewischt werden. Die Anwendung von alkoholhaltigen Desinfektionsmitteln ist zu vermeiden. Farbige, zum Beispiel jodhaltige, Desinfektionsmittel können Verfärbungen verursachen, während chemische, zum Beispiel chlorhaltige, Reinigungsmittel brüchige Verhärtungen verursachen, die zu Undichtheit führen.

Hygieneschutzbezüge wie der PU-Bezug können gemäß RAL-GZ 992-3 bei 60°C gewaschen werden. Um ein Verfusseln abgelöster Fasern und Schwebeteilchen zu vermeiden, empfehlen wir, vor dem Waschgang sämtliche Verschlüsse zu schließen. Ebenfalls raten wir davon ab, die Bezüge der Lagerungshilfen erhöhter Hitze auszusetzen.

Bitte beachten Sie:

**Hygieneschutzbezüge dürfen bis 60°C gewaschen werden.**

**Hygieneschutzbezüge dürfen nicht im Tumbler getrocknet werden.**

**Hygieneschutzbezüge dürfen nicht in der VDV-Kammer oder im Autoklav sterilisiert werden.**

**Hygieneschutzbezüge dürfen nicht gepresst werden.**

**Hygieneschutzbezüge dürfen nicht gebügelt werden.**

Optional bieten wir an, die Lagerungshilfen mit einem bei 95°C waschbaren Hypro-Elastic-Bezug aus nicht rutschhemmenden Polyurethan oder Kunstlederbezug herzustellen. Bitte kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot.



## Standard-Bezug navyblau

PU-Bezug (Polyurethan, verschweißbar, rutschhemmend)




## Sonderfarben


Hypro-Elastic (Polyurethan, waschbar bis 95°C)



N° 15 – Orange



N° 16 – Grün



N° 17 – Creme



N° 18 – Blau



*dreipunkt*

**KLEINE  
LAGERUNGSHILFEN**

**01**



## RECHTECK

mit Klettverschluss

### Abmessungen

400 x 240 x 50 mm  
400 x 200 x 50 mm  
300 x 250 x 55 mm  
300 x 250 x 65 mm  
300 x 200 x 55 mm  
300 x 200 x 65 mm  
240 x 200 x 50 mm

### Artikelnummer

PD00189  
PD00190  
PD00192  
PD00193  
PD00194  
PD00195  
PD00197

**Bezug** · PU-rutschhemmend Navyblau

**Kern** · Abstandsmaterial / Schaumstoff RG 30



### Sonderfarben



Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)



## ROLLE

Klett- oder Reißverschluss

### Abmessungen

400 x Ø 150 mm  
200 x Ø 60 mm  
200 x Ø 150 mm  
200 x Ø 180 mm  
450 x Ø 80 mm  
500 x Ø 100 mm  
300 x Ø 100 mm  
300 x Ø 150 mm  
120 x Ø 55 mm  
500 x Ø 120 mm  
500 x Ø 150 mm

### Artikelnummer

PD00220  
PD00221  
PD00222  
PD00223  
PD00224  
PD00225  
PD00226  
PD00227  
PD00228  
PD01031\*  
PD01034\*

**Bezug** · PU-rutschhemmend Navyblau

**Kern** · Abstandsmaterial / viskoelastischer Schaum,  
\*Schaumstoff RG 30



### Sonderfarben



Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)



## BABY-LAGERUNGSROLLE

vollständig vernäht

### Abmessungen

230 x Ø 40 mm

### Artikelnummer

PD07710



### Sonderfarben



Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)



**Bezug** · PU-rutschhemmend Navyblau

**Kern** · Mikroperlen

## HALBROLLE


mit Klettverschluss

### Abmessungen

220 x 230 x 115 mm  
400 x 230 x 115 mm  
500 x 230 x 115 mm  
600 x 230 x 115 mm  
500 x 200 x 100 mm

### Artikelnummer

PD00229  
PD00230  
PD00231  
PD00232  
PD00233



### Sonderfarben



Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)

**Bezug** · PU-rutschhemmend Navyblau

**Kern** · Abstandsmaterial / viskoelastischer Schaum



## DREIVIERTELROLLE

mit Klettverschluss oder 3-seitigem Reißverschluss

### Abmessungen

250 x 120 x 90 mm  
500 x 220 x 165 mm  
300 x 140 x 110 mm  
150 x 120 x 90 mm  
500 x 150 x 100 mm  
500 x 100 x 75 mm  
400 x 150 x 110 mm

### Artikelnummer

PD00240  
PD00241\*  
PD00242\*  
PD00243  
PD00245\*  
PD00246\*  
PD01010



### Sonderfarben



Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)

**Bezug** · PU-rutschhemmend Navyblau

**Kern** · Abstandsmaterial / viskoelastischer Schaum,

\*Schaumstoff RG 30



## KEIL

mit Klettverschluss oder Reißverschluss

### Abmessungen

400 x 400 x 240/0 mm Keil 30°  
400 x 600 x 200/0 mm Keil 18°  
400 x 800 x 220/0 mm Keil 15°

### Artikelnummer

PD01440  
PD01450  
PD01460



### Sonderfarben



Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)

**Bezug** · PU-rutschhemmend Navyblau

**Kern** · Schaumstoff RG 30





KOPF- UND  
NACKENLAGERUNG

02

## KOPFLAGERUNGSKISSEN

mit Klettverschluss

### Abmessungen

250 x 300 x 100 / 60 mm  
500 x 300 x 100 / 60 mm  
250 x 300 x 100 / 60 / 70 mm  
500 x 300 x 100 / 60 / 70 mm

### Artikelnummer

PD00270  
PD00271  
PD00273  
PD00274



### Sonderfarben



Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)

**Bezug** · PU-rutschhemmend Navyblau

**Kern** · Abstandsmaterial / viskoelastischer Schaum



## ITS-KOPFKISSEN

mit Klettverschluss

### Abmessungen

340 x 250 x 100 / 55 / 100 mm

### Artikelnummer

PD00280



### Sonderfarben



Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)

**Bezug** · PU-rutschhemmend Navyblau

**Kern** · Abstandsmaterial / viskoelastischer Schaum



## KOPFLAGERUNGSPOLSTER

vollständig vernäht

### Abmessungen

250 x 250 x 110 / 60 mm  
250 x 250 x 55 / 30 mm

### Artikelnummer

PD00450  
PD00451



### Sonderfarben



Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)

**Bezug** · PU-rutschhemmend Navyblau

**Kern** · Abstandsmaterial / Schaumstoff RG 30



## KOPFRING

mit Klettverschluss

### Abmessungen

A Ø 230, I Ø 100 Höhe 50 mm

### Artikelnummer

PD00260



### Sonderfarben



Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)

**Bezug** · PU-rutschhemmend Navyblau

**Kern** · Abstandsmaterial / viskoelastischer Schaum



## KOPFRING MIT RUNDPLATTE

vollständig vernäht / Rundplatte A Ø 250 mm, Höhe 15 mm

### Abmessungen

A Ø 260, I Ø 100 Höhe 50 mm

### Artikelnummer

PD00265

A Ø 260, I Ø 100 Höhe 70 mm

PD00266



### Sonderfarben



Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)

**Bezug** · PU-rutschhemmend Navyblau

**Kern** · Abstandsmaterial / Schaumstoff RG 30



## KOPFRING OHNE RUNDPLATTE

vollständig vernäht

### Abmessungen

A Ø 260, I Ø 100 Höhe 50 mm

### Artikelnummer

PD00267



### Sonderfarben



Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)

**Bezug** · PU-rutschhemmend Navyblau

**Kern** · Abstandsmaterial / Schaumstoff RG 30



## BABY-KOPFRING

vollständig vernäht

### Abmessungen

A Ø 120, I Ø 50 mm

A Ø 150, I Ø 70 mm

### Artikelnummer

PD07720

PD07721



**Bezug** · PU-rutschhemmend Navyblau

**Kern** · Mikroperlen

### Sonderfarben



Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)



## KLEINKIND-KOPFRING

vollständig vernäht

### Abmessungen

A Ø 170, I Ø 80 mm

### Artikelnummer

PD07722



**Bezug** · PU-rutschhemmend Navyblau

**Kern** · Mikroperlen

### Sonderfarben



Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)



## BABY-LAGERUNGSHÖRNCHEN

vollständig vernäht

### Abmessungen

A Ø 100, I Ø 30 mm

A Ø 140, I Ø 40 mm

### Artikelnummer

PD07730

PD07731



**Bezug** · PU-rutschhemmend Navyblau

**Kern** · Mikroperlen

### Sonderfarben



Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)



## KOPFSEITENLAGERUNGSKISSEN, links

mit Reißverschluss

### Abmessungen

140 x Ø 300 mm  
100 x Ø 300 mm flach

### Artikelnummer

PD01500  
PD01501



### Sonderfarben



Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)

**Bezug** · PU-rutschhemmend Navyblau

**Kern** · Abstandsmaterial / Schaumstoff RG 35



## KOPFKISSEN

mit Klettverschluss oder Reißverschluss

### Abmessungen

400 x 400 x 100 mm  
200 x 200 x 50 mm  
200 x 300 x 40 mm

### Artikelnummer

PD00282  
PD00283  
PD01050



### Sonderfarben



Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)

**Bezug** · PU-rutschhemmend Navyblau

**Kern** · Schaumstoff RG 20



## NASENKISSEN

mit Klettverschluss

### Abmessungen

320 x 320 x 70 mm  
320 x 320 x 140 mm

### Artikelnummer

PD00200  
PD00210



### Sonderfarben



Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)

**Bezug** · PU-rutschhemmend Navyblau

**Kern** · Schaumstoff RG 35 / viskoelastischer Schaum



## GESICHTSKISSEN

mit Reißverschluss

### Abmessungen

140 x Ø 300 mm	2 Mulden oben
140 x Ø 300 mm	2 Mulden oben, 2 Mulden unten

### Artikelnummer

PD00500
PD00501



### Sonderfarben



Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)

**Bezug** · PU-rutschhemmend Navyblau

**Kern** · Abstandsmaterial / Schaumstoff RG 35



## NACKENKISSEN

mit Klettverschluss

### Abmessungen

250 x 300 x 70 / 30 mm
500 x 300 x 70 / 30 mm
400 x 300 x 70 / 30 mm

### Artikelnummer

PD00275
PD00276
PD00277



### Sonderfarben



Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)

**Bezug** · PU-rutschhemmend Navyblau

**Kern** · Abstandsmaterial / viskoelastischer Schaum



## NACKEN- UND BAUCHLAGERUNGSKISSEN, ellipsenförmig

mit Klettverschluss

### Abmessungen

350 x 180 x 90 mm
-------------------

### Artikelnummer

PD00198
---------



### Sonderfarben



Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)

**Bezug** · PU-rutschhemmend Navyblau

**Kern** · Abstandsmaterial / viskoelastischer Schaum





## NACKEN- UND BAUCHLAGERUNGSKISSEN, oval


mit Klettverschluss

### Abmessungen

350 x 180 x 90 mm

### Artikelnummer

PD00199



**Bezug** · PU-rutschhemmend Navyblau

**Kern** · Abstandsmaterial / viskoelastischer Schaum

### Sonderfarben



Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)



## KOPF- UND ARMLAGERUNGSKISSEN

klein mit Klettverschluss / groß mit 3-seitigem Reißverschluss

### Abmessungen


300 x 250 x 100 / 50 mm

300 x 500 x 100 / 50 mm

### Artikelnummer

PD00250

PD00251



**Bezug** · PU-rutschhemmend Navyblau

**Kern** · Abstandsmaterial / viskoelastischer Schaum

### Sonderfarben



Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)



## KOPF- UND ARMLAGERUNGSKEIL

mit Klettverschluss

### Abmessungen

250 x 300 x 100 / 50 mm

### Artikelnummer

PD00255



**Bezug** · PU-rutschhemmend Navyblau

**Kern** · Abstandsmaterial / viskoelastischer Schaum

### Sonderfarben



Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)



## SCHULTERSTÜTZKISSEN

mit Reißverschluss

### Abmessungen

500 x 360 x 160 mm

### Artikelnummer

PD00470



### Sonderfarben



Bezug • Hypro-Elastic (Polyurethan)

**Bezug** • PU-rutschhemmend Navyblau

**Kern** • Abstandsmaterial / Schaumstoff RG 30 / Neopolen



## INTUBATIONSKISSEN

mit Klettverschluss

### Abmessungen


300 x 250 x 180 / 130 mm

300 x 250 x 105 / 60 mm

### Artikelnummer

PD00370

PD00371



### Sonderfarben



Bezug • Hypro-Elastic (Polyurethan)

**Bezug** • PU-rutschhemmend Navyblau

**Kern** • Abstandsmaterial / viskoelastischer Schaum





## FERSENPOLSTER

mit Klettverschluss und Mulde

### Abmessungen

200 x 70 x 105 mm

### Artikelnummer

PD00288



**Bezug** · PU-rutschhemmend Navyblau

**Kern** · Schaumstoff RG 56

### Sonderfarben



Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)



## FERSENKISSEN

mit Klettverschluss

### Abmessungen

250 x 140 x 80 / 30 / 80 mm

### Artikelnummer

PD00289



**Bezug** · PU-rutschhemmend Navyblau

**Kern** · Abstandsmaterial / viskoelastischer Schaum

### Sonderfarben



Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)



## FERSENKISSEN

mit Klettverschluss

### Abmessungen

250 x 200 x 100 / 40 / 100 mm

### Artikelnummer

PD00290



**Bezug** · PU-rutschhemmend Navyblau

**Kern** · Abstandsmaterial / viskoelastischer Schaum

### Sonderfarben



Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)



## FERSENKISSEN


mit Klettverschluss

### Abmessungen

500 x 200 x 100 / 40 / 100 mm

### Artikelnummer

PD00292



### Sonderfarben



Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)

**Bezug** · PU-rutschhemmend Navyblau

**Kern** · Abstandsmaterial / viskoelastischer Schaum



## FERSENKISSEN


mit Klettverschluss und Mittelsteg

### Abmessungen

500 x 200 x 100 / 40 / 100 / 40 / 100 mm

### Artikelnummer

PD00293



### Sonderfarben



Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)

**Bezug** · PU-rutschhemmend Navyblau

**Kern** · Abstandsmaterial / viskoelastischer Schaum



## FERSENKISSEN MIT FIXIERUNG

mit Klettverschluss und Klettfixierung

### Abmessungen

250 x 200 x 100 / 40 / 100 mm

### Artikelnummer

PD00291



### Sonderfarben



Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)

**Bezug** · PU-rutschhemmend Navyblau

**Kern** · Abstandsmaterial / viskoelastischer Schaum



## NACKEN- UND FERSENKISSEN

mit Klettverschluss

### Abmessungen

250 x 300 x 70/30 mm  
500 x 300 x 70/30 mm  
400 x 300 x 70/30 mm

### Artikelnummer

PD00275  
PD00276  
PD00277



### Sonderfarben



Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)

**Bezug** · PU-rutschhemmend Navyblau

**Kern** · Abstandsmaterial / viskoelastischer Schaum



## BEINKISSEN

mit Klettverschluss

### Abmessungen

250 x 400 x 100/40/100 mm

### Artikelnummer

PD00285



### Sonderfarben



Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)

**Bezug** · PU-rutschhemmend Navyblau

**Kern** · Abstandsmaterial / viskoelastischer Schaum



## BECKENSTÜTZENPOLSTER

mit Klettverschluss und Klett/Flauschfixierung

### Abmessungen

230 x 130 x 50 mm

### Artikelnummer

PD00300



### Sonderfarben



Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)

**Bezug** · PU-rutschhemmend Navyblau

**Kern** · Abstandsmaterial / Schaumstoff RG 30



## KNIE- UND FUSSAUFLAGE

mit Klettverschluss

### Abmessungen

500 x 550 x 70 / 30 mm  
500 x 750 x 140 / 60 mm

### Artikelnummer

PD00375  
PD00376



**Bezug** · PU-rutschhemmend Navyblau  
**Kern** · Abstandsmaterial / viskoelastischer Schaum

**Sonderfarben**   
Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)



## AUFLAGEN FÜR GÖBELSCHE BEINHALTERUNGEN


mit Klettverschluss und Einstecklasche und Klettfixierung

### Abmessungen


300 x 450 x 15 mm  
300 x 550 x 15 mm

### Artikelnummer

PD00180  
PD00181



**Bezug** · PU-rutschhemmend Navyblau  
**Kern** · Abstandsmaterial / viskoelastischer Schaum

**Sonderfarben**   
Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)



## BEINHOCHLAGERUNGSKEIL 45°

mit Reißverschluss

### Abmessungen

600 x 200 x 220 mm  
720 x 200 x 220 mm

### Artikelnummer

PD01100  
PD01101



**Bezug** · PU-rutschhemmend Navyblau  
**Kern** · Schaumstoff RG 30

**Sonderfarben**   
Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)



## BEINHOCHLAGERUNGSKEIL 45°, doppelt

mit Reißverschluss

### Abmessungen

600 x 420 x 200 mm

750 x 420 x 200 mm

### Artikelnummer

PD01110

PD01111



### Sonderfarben



Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)



**Bezug** · PU-rutschhemmend Navyblau

**Kern** · Schaumstoff RG 30

## BEINLAGERUNGSKEIL MIT MULDE

mit Reißverschluss

### Abmessungen

800 x 220 x 260 / 50 mm

600 x 220 x 200 / 50 mm

### Artikelnummer

PD01200

PD01205



### Sonderfarben



Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)



**Bezug** · PU-rutschhemmend Navyblau

**Kern** · Schaumstoff RG 30

## SPREIZKEIL MIT MULDE

mit Reißverschluss

### Abmessungen

380 x 300 / 150 x 200 mm

450 x 360 / 100 x 160 mm

### Artikelnummer

PD01120

PD01122



### Sonderfarben



Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)



**Bezug** · PU-rutschhemmend Navyblau

**Kern** · Schaumstoff RG 30





*dreipunkt*

ARM- UND  
HANDLAGERUNG

## ARMAUFLAGE


mit Klettverschluss

### Abmessungen

150 x 450 x 15 mm  
ohne Klettfixierung  
mit Klettfixierung  
mit Klettfixierung und Lasche  
mit zwei Klettfixierungen  
mit zwei Klettfixierungen und Lasche

### Artikelnummer

PD00170  
PD00171  
PD00172  
PD00173  
PD00174



### Sonderfarben



Bezug • Hypro-Elastic (Polyurethan)



**Bezug** • PU-rutschhemmend Navyblau

**Kern** • Abstandsmaterial / viskoelastischer Schaum

## ARMAUFLAGE

mit Klettverschluss

### Abmessungen

170 x 500 x 15 mm  
mit Klettfixierung und Lasche

### Artikelnummer

PD00175



### Sonderfarben



Bezug • Hypro-Elastic (Polyurethan)



**Bezug** • PU-rutschhemmend Navyblau

**Kern** • Abstandsmaterial / viskoelastischer Schaum

## KOPF- UND ARMLAGERUNGSKISSEN


klein mit Klettverschluss / groß mit 3-seitigem Reißverschluss

### Abmessungen

300 x 250 x 100/50 mm  
300 x 500 x 100/50 mm

### Artikelnummer

PD00250  
PD00251



### Sonderfarben



Bezug • Hypro-Elastic (Polyurethan)



**Bezug** • PU-rutschhemmend Navyblau

**Kern** • Abstandsmaterial / viskoelastischer Schaum

## KOPF- UND ARMLAGERUNGSKEIL

mit Klettverschluss

### Abmessungen

250 x 300 x 100/50 mm

### Artikelnummer

PD00255



**Bezug** · PU-rutschhemmend Navyblau

**Kern** · Abstandsmaterial / viskoelastischer Schaum

### Sonderfarben



Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)



## ARMLAGERUNGSKEIL OHNE MULDE

mit Reißverschluss

### Abmessungen

200 x 450 x 270/50 mm

### Artikelnummer

PD01201



**Bezug** · PU-rutschhemmend Navyblau

**Kern** · Schaumstoff RG 30

### Sonderfarben



Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)



## ARMLAGERUNGSKEIL MIT MULDE

mit Reißverschluss

### Abmessungen

220 x 650 x 270/30 mm

200 x 450 x 270/50 mm

### Artikelnummer

PD01202

PD01203



**Bezug** · PU-rutschhemmend Navyblau

**Kern** · Schaumstoff RG 30

### Sonderfarben



Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)



## INJEKTIONSHANDROLLE

vollständig vernäht

### Abmessungen

120 x Ø 55 mm

### Artikelnummer

PD00228



**Bezug** · PU-rutschhemmend Navyblau

**Kern** · Abstandsmaterial / Ethafoam

### Sonderfarben



Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)



## INJEKTIONSKISSEN MIT MULDE

mit Reißverschluss

### Abmessungen

150 x 300 x 100 / 30 mm

### Artikelnummer

PD01210



**Bezug** · PU-rutschhemmend Navyblau

**Kern** · Schaumstoff RG 30

### Sonderfarben



Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)





*dreispunkt*

## SEITENLAGERUNGSKISSEN

mit Reißverschluss

### Abmessungen

500 x 720 x 150 / 30 mm

### Artikelnummer

PD00155



**Bezug** · PU-rutschhemmend Navyblau

**Kern** · Abstandsmaterial / Schaumstoff RG 30 / viskoelastischer Schaum

### Sonderfarben

Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)



## SEITENLAGERUNGSKISSEN, abgerundet

mit Klettverschluss

### Abmessungen

500 x 250 x 100 / 50 / 0 mm

### Artikelnummer

PD00156



**Bezug** · PU-rutschhemmend Navyblau

**Kern** · Abstandsmaterial / Schaumstoff RG 35

### Sonderfarben

Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)



## ITS-SEITENLAGERUNGSKEIL


mit Reißverschluss

### Abmessungen

600 x 300 x 150 mm

### Artikelnummer

PD00159



**Bezug** · PU-rutschhemmend Navyblau

**Kern** · Abstandsmaterial / Schaumstoff RG 35 / viskoelastischer Schaum

### Sonderfarben

Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)



## ITS-SEITENLAGERUNGSSET 135°, 2-teilig


mit Reißverschluss / Klettverschluss

### Abmessungen

ITS-Seitenlagerungskeil  
600 x 300 x 150 mm  
Nasenkissen, klein  
320 x 320 x 70 mm

### Artikelnummer

PD00158  
PD00200



**Bezug** · PU-rutschhemmend Navyblau

**Kern** · Abstandsmaterial / Schaumstoff RG 35 / viskoelastischer Schaum

### Sonderfarben

Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)



## SEITENLAGERUNGSKEILE 30°, links

mit Reißverschluss

### Abmessungen

600 x 300 / 400 x 120 mm

### Artikelnummer

PD01480



**Bezug** · PU-rutschhemmend Navyblau

**Kern** · Schaumstoff RG 30

### Sonderfarben

Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)



## SEITENLAGERUNGSKEILE 30°, rechts

mit Reißverschluss

### Abmessungen

600 x 300 / 400 x 120 mm

### Artikelnummer

PD01481



**Bezug** · PU-rutschhemmend Navyblau

**Kern** · Schaumstoff RG 30

### Sonderfarben

Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)







# Zur Behandlung von akuten Gasaustauschstörungen wie dem ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome) **ITS-Bauchlagerungsset (PD00149RV)**



## **Anwendung**

Mit Hilfe eines Wendelakens wird der Patient auf die Seite gedreht, sodass die Lagerungskissen – das Ober- sowie Unterteil – untergelegt werden können. Die Lagerung sollte stets mit drei bis vier Pflegekräften durchgeführt werden. Der Kopf des Patienten wird auf dem Gesichtskissen positioniert. Somit liegen Augen, Nase und Kinn frei, die Atemwege sind gesichert. In Abhängigkeit des Patienten werden die Arme über die Dauer der Lagerung im Wechsel nach oben und / oder unten gelagert.

Zur ergänzenden Auflagedruckreduzierung können bei Bedarf zur Vermeidung eines Anklebens unter gefährdete Stellen am Gesicht Schaumstoffzuschnitte oder Saugkompressen untergelegt werden. Der Thorax kann bei Bedarf mit hydrokolloidalem Verbandsmaterial zusätzlich abgepolstert werden.

## **Lagerungsdauer\***

16 – 20 Stunden

## **Beschreibung**

ITS-Bauchlagerungsset spezial  
hoch N, verschweißte Nähte

## **Kern**

Abstandsmaterial  
Schaumstoff RG 35  
viskoelastischer Schaum

## **Bezug**

PU-Bezug Navyblau  
mit Reißverschluss

## **Maße**

Kopfteil Ø 350 x 240 mm  
Oberteil 350 x 600 x 240 mm  
Unterteil 500 x 600 x 240 mm

\*Das individuelle Krankheitsbild muss dabei unbedingt beachtet werden!

## OP-BAUHLAGERUNGSSET N, 3-teilig

Nähte verschweißt/vernäht, mit Reißverschluss

### Abmessungen

Oberteil  
310 x 500 x 120 mm  
Unterteil  
310 x 500 x 120 mm  
Knielagerungsplatte  
250 x 500 x 25 mm

### Artikelnummer

PD00141RV

**Bezug** · PU-rutschhemmend Navyblau

**Kern** · Abstandsmaterial / Schaumstoff RG 35



### Sonderfarben

Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)



## OP-BAUHLAGERUNGSSET W, 3-teilig

Nähte verschweißt/vernäht, mit Reißverschluss

### Abmessungen

Oberteil  
300 x 500 x 140 mm  
Unterteil  
300 x 500 x 140 mm  
Knielagerungsplatte  
250 x 500 x 25 mm

### Artikelnummer

PD00143RV

**Bezug** · PU-rutschhemmend Navyblau

**Kern** · Abstandsmaterial / Schaumstoff RG 35 /  
viskoelastischer Schaum



### Sonderfarben

Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)



## ITS-BAUHLAGERUNGSSET N, 3-teilig

Nähte verschweißt/vernäht, mit Reißverschluss

### Abmessungen


Kopfteil Ø 350 x 240 mm  
Oberteil 350 x 600 x 240 mm  
Unterteil 500 x 600 x 240 mm

### Artikelnummer

PD00149RV

**Bezug** · PU-rutschhemmend Navyblau

**Kern** · Abstandsmaterial / Schaumstoff RG 35 /  
viskoelastischer Schaum



### Sonderfarben

Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)



## THORAX-LAGERUNGSKISSEN

mit Klettverschluss

### Abmessungen

600 x 400 x 100 mm

### Artikelnummer

PD00160



**Bezug** · PU-rutschhemmend Navyblau

**Kern** · Abstandsmaterial / viskoelastischer Schaum

### Sonderfarben



Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)



## THORAX-LAGERUNGSKEIL

mit Reißverschluss

### Abmessungen

500 x 600 x 100/0 mm

### Artikelnummer

PD00164



**Bezug** · PU-rutschhemmend Navyblau

**Kern** · Abstandsmaterial / Schaumstoff RG 30

### Sonderfarben



Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)



## THORAX-POSITIONIERUNGSKISSEN, 2-teilig

mit Klettverschluss

### Abmessungen

770 / 630 x 210 / 80 x 50 mm

770 / 630 x 210 / 80 x 90 mm

### Artikelnummer

PD00165

PD00166



**Bezug** · PU-rutschhemmend Navyblau

**Kern** · Abstandsmaterial / viskoelastischer Schaum

### Sonderfarben



Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)



## LAGERUNGSKISSEN MIT AUSSCHNITT


vollständig vernäht

### Abmessungen

410 x 720 x 100 mm  
460 x 820 x 100 mm

### Artikelnummer

PD00168  
PD00169



### Sonderfarben



Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)

**Bezug** · PU-rutschhemmend Navyblau

**Kern** · Schaumstoff RG 56



## BRUSTKISSEN

mit Reißverschluss und Abdecklasche

### Abmessungen

500 x 220 x 245 mm

### Artikelnummer

PD00167




### Sonderfarben



Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)

**Bezug** · PU-rutschhemmend Navyblau

**Kern** · Schaumstoff RG 30 / Styropor





*drei*

RÜCKENLAGERUNG UND  
TISCHAUFLAGEN

## TISCHAUFLAGE FÜR OP

mit Klettverschluss

### Abmessungen

960 x 500 x 25 mm  
1900 x 500 x 25 mm  
1200 x 500 x 25 mm

### Artikelnummer

PD00100  
PD00101  
PD00106

**Bezug** · Hypro-Elastic (Polyurethan)

Unterseite wahlweise mit PU-rutschhemmend  
als Antirutschbelag

**Kern** · Abstandsmaterial / viskoelastischer Schaum



### Farben



Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)



## TISCHAUFLAGEN-SET, 3-teilig

mit Klettverschluss und Klettfixierung

### Abmessungen

1 Stück: 960 x 500 x 25 mm,  
2 Stück: 840 x 240 x 25 mm

### Artikelnummer

PD00110

**Bezug** · Hypro-Elastic (Polyurethan)

Unterseite wahlweise mit PU-rutschhemmend  
als Antirutschbelag

**Kern** · Abstandsmaterial / viskoelastischer Schaum



### Farben



Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)



## TISCHAUFLAGE FÜR EXTENTIONSTISCH

mit Klettverschluss

### Abmessungen

1000 x 500 x 25 mm  
1150 x 500 x 25 mm

### Artikelnummer

PD00102  
PD00103

**Bezug** · Hypro-Elastic (Polyurethan)

Unterseite wahlweise mit PU-rutschhemmend  
als Antirutschbelag

**Kern** · Abstandsmaterial / viskoelastischer Schaum



### Farben



Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)



## TISCHAUFLAGE FÜR GYN

mit Klettverschluss

### Abmessungen

1080 x 500 x 25 mm

### Artikelnummer

PD00130



**Bezug** · Hypro-Elastic (Polyurethan)

Unterseite wahlweise mit PU-rutschhemmend  
als Antirutschbelag

**Kern** · Abstandsmaterial / viskoelastischer Schaum

### Farben



Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)



## RÜCKENSTÜTZKISSEN


mit Klettverschluss

### Abmessungen

500 x 400 x 10/50/10 mm

### Artikelnummer

PD00330



**Bezug** · PU-rutschhemmend Navyblau

**Kern** · Abstandsmaterial / viskoelastischer Schaum

### Sonderfarben



Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)





*dreipunkt*



## ARMMANSCHETTE

mit Klettverschluss

### Abmessungen

250 x 520 x 15 mm

### Artikelnummer

PD00310



**Bezug** · PU-rutschhemmend Navyblau

**Kern** · Schaumstoff RG 20

### Sonderfarben



Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)



## ARMHALTEMANSCHETTE FÜR ANÄSTHESIEBÜGEL

gepolstert / Klett- / Flauschverschluss

### Abmessungen

450 x 180 mm

### Artikelnummer

PD00311



**Bezug** · Starkfolie / PU-rutschhemmend Navyblau

### Sonderfarben



Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)



## ARMHALTEMANSCHETTE

Klett- / Flauschverschluss

### Abmessungen

400 x 120 mm

### Artikelnummer

PD00315



**Bezug** · Starkfolie / PU-rutschhemmend Navyblau

**Kern** · Schaumstoff RG 30

### Sonderfarben



Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)



## HALTEGURT

Klett-/Flaschverschluss

### Abmessungen

575 x 60 mm  
860 x 55 mm  
680 x 60 mm

### Artikelnummer

PD00320  
PD00321  
PD00323



### Sonderfarben



Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)

Bezug · Starkfolie / PU-rutschhemmend Navyblau



## BEINHALTEGURT

Klett-/Flaschverschluss

### Abmessungen

1750 x 120 x 5 mm  
1900 x 120 x 5 mm

### Artikelnummer

PD00340  
PD00341



### Sonderfarben



Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)

Bezug · Starkfolie / PU-rutschhemmend Navyblau  
Kern · Schaumstoff RG 30



## KNIEFIXIERMANSCHETTE

mit 2x Fixierungen für links und rechts

### Abmessungen

450 x 650 / 470 mm

### Artikelnummer

PD00345



### Sonderfarben



Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)

Bezug · Starkfolie / PU-rutschhemmend Navyblau  
Kern · viskoelastischer Schaum



## LEDER-FIXIERGURT

gepolstert / 50mm Rundschnalle / Zaumleder gewachst

### Abmessungen

1900 x 80 x 4 mm  
2200 x 120 x 4 mm

### Artikelnummer

PD00350  
PD00351



**Bezug** · Polsterhülle, Kunstleder  
**Material** · Naturleder gewachst



## FIXIERUNGSGURT, 2-teilig

Klett- / Flauschverschluss

### Abmessungen

650 x 120 mm  
850 x 120 mm

### Artikelnummer

PD00360 65 N  
PD00361 85 N



**Bezug** · PU-rutschhemmend Navyblau  
**Kern** · Abstandsmaterial

**Sonderfarben**   
Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)



## HALTEGURT MIT RING

gepolstert / mit Halteringen

### Abmessungen

520 x 120 mm

### Artikelnummer


PD00365



**Bezug** · Starkfolie / PU-rutschhemmend Navyblau  
**Kern** · Abstandsmaterial / Schaumstoff RG 30

**Sonderfarben**   
Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)





*dreipunkt*


## RÖNTGENSET, 10-teilig

vollständig verschweißt/vernäht

Abmessungen		Artikelnummer
1 Rundplatte	(PD06001)	PD06000
1 Ringplatte	(PD06003)	
1 Rolle	(PD06004)	
1 Rechteck	(PD06006)	
2 Dreiecke	(PD06010)	
2 Dreiecke	(PD06012)	
2 Keile	(PD06016)	

**Bezug** · PU-rutschhemmend Navyblau

**Kern** · Schaumstoff RG 30



**Sonderfarben**

Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)



## RÖNTGENSET, 9-teilig

vollständig verschweißt/vernäht

Abmessungen		Artikelnummer
1 großes Dreieck	(PD06021)	PD06020
2 mittlere Dreiecke	(PD06022)	
2 kleine Dreiecke	(PD06023)	
2 Keile	(PD06024)	
1 Rechteck	(PD06025)	
1 Rechteck	(PD06026)	

**Bezug** · PU-rutschhemmend Navyblau

**Kern** · Schaumstoff RG 30



**Sonderfarben**

Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)



## RUNDPLATTE

vollständig verschweißt/vernäht

Abmessungen	Artikelnummer
Ø 230 x 50 mm	PD06001



**Sonderfarben**

Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)



**Bezug** · PU-rutschhemmend Navyblau

**Kern** · Schaumstoff RG 30

## RINGPLATTE

vollständig verschweißt/vernäht

Abmessungen	Artikelnummer
Ø 230 x 50 mm	PD06003



**Bezug** · PU-rutschhemmend Navyblau  
**Kern** · Schaumstoff RG 30

**Sonderfarben**   
Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)




## ROLLE

vollständig verschweißt/vernäht

Abmessungen	Artikelnummer
Ø 100 x 250 mm	PD06004
Ø 120 x 500 mm	PD06005



**Bezug** · PU-rutschhemmend Navyblau  
**Kern** · Schaumstoff RG 30

**Sonderfarben**   
Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)



## RECHTECK

vollständig verschweißt/vernäht

Abmessungen	Artikelnummer
180 x 240 x 50 mm	PD06006
360 x 240 x 30 mm	PD06007
360 x 240 x 50 mm	PD06008



**Bezug** · PU-rutschhemmend Navyblau  
**Kern** · Schaumstoff RG 30

**Sonderfarben**   
Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)



## DREIECK 45 °, gleichschenkelig

vollständig verschweißt/vernäht

### Abmessungen

180 x 240 x 120/0 mm  
180 x 100 x 50/0 mm

### Artikelnummer

PD06010  
PD06012



**Bezug** · PU-rutschhemmend Navyblau  
**Kern** · Schaumstoff RG 30

### Sonderfarben

Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)



## KEIL

vollständig verschweißt/vernäht

### Abmessungen

180 x 240 x 70/10 mm	Keil 20°	PD06016
250 x 200 x 70/0 mm	Keil 15°	PD06017
230 x 180 x 100/0 mm	Keil 30°	PD06018
178 x 280 x 76/0 mm	Keil 15°	PD06019
180 x 240 x 60/10 mm	Keil	PD06024

### Artikelnummer



**Bezug** · PU-rutschhemmend Navyblau  
**Kern** · Schaumstoff RG 30

### Sonderfarben

Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)



## DREIECK

vollständig verschweißt/vernäht

### Abmessungen

großes Dreieck	PD06021
360 x 240 x 110/20 mm	
mittleres Dreieck	PD06022
180 x 240 x 110/20 mm	
kleines Dreieck 45 °, gleichschenkelig	PD06023
180 x 100 x 50/0 mm	

### Artikelnummer



**Bezug** · PU-rutschhemmend Navyblau  
**Kern** · Schaumstoff RG 30

### Sonderfarben

Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)



## RÖNTGENTISCHAUFLAGE

vollständig verschweißt/ vernäht

### Abmessungen

2000 x 600 x 20 mm  
2000 x 600 x 30 mm

### Artikelnummer

PD06142  
PD06143



**Bezug** · Hypro-Elastic  
mit wahlweise PU-rutschhemmend Navyblau  
**Kern** · Schaumstoff RG 40

### Farben

Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)



## MRT-TISCHAUFLAGE

vollständig verschweißt/ vernäht

### Abmessungen

1500 x 400 x 10/40/10 mm

### Artikelnummer

PD06200



**Bezug** · Hypro-Elastic  
mit wahlweise PU-rutschhemmend Navyblau  
**Kern** · Schaumstoff RG 30

### Farben

Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)



## RÖNTGENKOPFSCHALE

vollständig verschweißt/ vernäht

### Abmessungen

250 x 250 x 100 mm

### Artikelnummer

PD06330



**Bezug** · PU-rutschhemmend Navyblau  
**Kern** · Schaumstoff RG 30

### Sonderfarben

Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)





## BEINMULDE


vollständig verschweißt/vernäht

### Abmessungen

150 x 180 x 80 mm  
180 x 210 x 80 mm

### Artikelnummer

PD06350  
PD06351



**Bezug** · PU-rutschhemmend Navyblau  
**Kern** · Schaumstoff RG 56

### Sonderfarben



Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)



## BEINLAGERUNGSKISSEN FÜR MRT, 2 Spulen-Aussparungen


vollständig verschweißt/vernäht

### Abmessungen

550 x 400 x 170 mm

### Artikelnummer

PD06360



**Bezug** · PU-rutschhemmend Navyblau  
**Kern** · Schaumstoff RG 56

### Sonderfarben



Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)



## BEINLAGERUNGSKISSEN FÜR MRT, Unterseite gewölbt

vollständig verschweißt/vernäht

### Abmessungen

440 x 730 x 230 mm

### Artikelnummer

PD06361



**Bezug** · PU-rutschhemmend Navyblau  
**Kern** · Schaumstoff RG 40

### Sonderfarben



Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)





## TUNNELKISSEN

mit Reißverschluss

### Abmessungen

250 x 300 x 280 mm  
350 x 500 x 220 mm

### Artikelnummer

PD00530  
PD00531



### Sonderfarben



Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)

**Bezug** · PU-rutschhemmend Navyblau

**Kern** · Abstandsmaterial / Schaumstoff RG 30 / Ethafoam



## KNOCHENKISSEN

mit Reißverschluss

### Abmessungen

300 x 140 x 140 mm  
260 x 110 x 110 mm

### Artikelnummer

PD01305  
PD01306



### Sonderfarben



Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)

**Bezug** · PU-rutschhemmend Navyblau

**Kern** · Schaumstoff RG 30



## VENENKISSEN

mit Reißverschluss

### Abmessungen

600 x 450 x 100 mm  
550 x 750 x 200 mm

### Artikelnummer

PD01330  
PD01331



### Sonderfarben



Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)

**Bezug** · PU-rutschhemmend Navyblau

**Kern** · Schaumstoff RG 30



## SITZKISSEN FÜR PFLEGESTUHL

mit Reißverschluss

### Abmessungen

550 x 490 x 60 mm

### Artikelnummer

PD01434



### Sonderfarben



Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)

**Bezug** · PU-rutschhemmend Navyblau

**Kern** · Schaumstoff RG 56 / Abstandsmaterial



## SITZKISSEN, rund

mit Reißverschluss

### Abmessungen

A Ø 400, I Ø 190, Höhe 60 mm

### Artikelnummer

PD01435



### Sonderfarben



Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)

**Bezug** · PU-rutschhemmend Navyblau

**Kern** · Abstandsmaterial / Schaumstoff RG 56



## SITZKISSEN, rund, vorn offen

mit Reißverschluss

### Abmessungen

A Ø 480, I Ø 170, Höhe 90 mm

### Artikelnummer

PD01438



### Sonderfarben



Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)

**Bezug** · PU-rutschhemmend Navyblau

**Kern** · Schaumstoff HR 43



## STUFENLAGERUNGSKISSEN

mit Reißverschluss

### Abmessungen

600 x 400 x 300 mm  
500 x 600 x 400 mm  
400 x 500 x 300 mm

### Artikelnummer

PD01340  
PD01341  
PD01342



### Sonderfarben



Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)

**Bezug** · PU-rutschhemmend Navyblau

**Kern** · Schaumstoff RG 30



## WÜRFEL

mit Reißverschluss

### Abmessungen

300 x 300 x 300 mm  
400 x 400 x 400 mm

### Artikelnummer

PD01370  
PD01371



### Sonderfarben



Bezug · Hypro-Elastic (Polyurethan)

**Bezug** · PU-rutschhemmend Navyblau

**Kern** · Fester Kern



# Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten Sonderanfertigungen

---

Da wir Lagerungshilfen in Handarbeit anfertigen, stehen wir individuellen Wünschen offen gegenüber. Gern stellen wir Sonderanfertigungen entsprechend Ihrer Bedürfnisse her.

Bauchlagerungskissen für  
Wirbelsäulenoperationen



Fersenfreilagerungsring



Armhaltemanschette  
(doppelt)



Rescue-Kopflagerungspolster



Kniemanschette gepolstert  
(für adipöse Patienten)

# Qualitätsbewusst Unser Service

## Schulungen



Als Hersteller von Lagerungshilfen verfügen wir über ein umfangreiches Wissen rund um Einsatz, Pflege und Qualität. Gern beraten wir Sie und demonstrieren notwendige Positionierungstechniken.

Nach Maß fertigen wir Rohlinge aus Schaumstoff, die anschließend mit einem Hygieneschutz- oder Kunstlederbezug überzogen werden. Wir produzieren von Hand in unserer sächsischen Manufaktur.




## Herstellungsprozess

## Sonderanfertigungen



Unsere Manufakturarbeit ermöglicht es, druckentlastende Lagerungshilfen nach individuellen Vorgaben zu produzieren. Gern fertigen wir Kundenwünsche unabhängig der Form und Farbe an.

Die Lebensdauer verschiedener Praxis- bzw. Operationsausstattungen lässt sich durch die Aufbereitung abgenutzter Polster verlängern.



## Aufbereitung

## Reparaturarbeiten Aufbereitung medizinischer Einrichtung



Auch medizinische Gerätschaften nutzen sich ab. Die Anschaffung neuer Produkte ist im Regelfall jedoch mit hohen Kosten verbunden. Sparen Sie Geld, indem Sie sich auf den Austausch der abgenutzten Polster konzentrieren.

vor der padcon-Aufbereitung -----



Fragen Sie uns an.



----- nach der padcon-Aufbereitung

Dank individueller Herstellung von Liegen- und  
Stuhlbezügen lässt padcon medical Ihre Praxis in  
neuem Glanz erstrahlen:  
Wir verlängern die Lebensdauer Ihrer Polster  
durch eine professionelle Aufbereitung.



Wir produzieren nach hohen  
Qualitätsstandards in Deutschland  
- **doch im Namen der Gesundheit**  
**liefern wir grenzenlos.**

# Lernen Sie padcon medical kennen

## Der Manufakturbetrieb für Lagerungshilfen

---

+49 (0) 34299 - 704160  
info@padcon-medical.de

Sie erreichen uns Montag bis Freitag von 9:00 bis 16:00 Uhr

### Sie haben Fragen an padcon medical?

Gern beraten wir Sie ausführlich rund um unsere **Produktvielfalt** und den damit verbundenen Produktionsprozessen. Von der **Aufbereitung** bis zur **Sonderanfertigung** setzen wir Ihre Aufträge zuverlässig und lösungsorientiert um. Darüber hinaus bieten wir als Experte für Lagerungshilfen ein breites **Schulungsangebot** für die korrekte Nutzung unserer Positionierungskissen an. **Kontaktieren Sie uns.**

Weitere Details erhalten Sie auf unserer Website.  
[www.padcon-medical.de](http://www.padcon-medical.de)

### Impressum

**Herausgeber** padcon medical GmbH  
Hauptstraße 16  
04564 Böhlen  
T +49 (0) 34299 - 704160  
F +49 (0) 34299 - 704161  
info@padcon-medical.de  
www.padcon-medical.de

**Konzeption** dreipunkt  
**Text** Wallberg & Zúñiga GbR  
**Gestaltung** Körnerstrasse 56  
**Fotografie** 04107 Leipzig  
T +49 (0) 341 - 14990310  
F +49 (0) 341 - 14990311  
info@dreipunkt.design  
www.dreipunkt.design

**Bildnachweis** padcon medical GmbH  
3, 5, 7, 8, 10-16, 18-22, 24-26, 28, 29, 31-34, 36, 37, 39-41, 43-47, 49-51  
dreipunkt  
6, 9, 17, 23, 27, 30, 35, 38, 42, 48, 54-56



**padcon medical GmbH**

Hauptstraße 16  
04564 Böhlen

T +49 (0) 34299 – 704160

F +49 (0) 34299 – 704161

[info@padcon-medical.de](mailto:info@padcon-medical.de)

[www.padcon-medical.de](http://www.padcon-medical.de)